


	Synthèse		Code : R11 GE SYN 1364
	<b>Bonnes pratiques de prélèvement et acheminement des échantillons biologiques</b>		Processus : Version n°02 Date d'application : 16/02/2022 <b>Page 1 sur 2</b>
Rédaction	Vérification	Validation	Approbation
L-SALVUCI Marina 05/01/2022	L-JEAN Isabelle 10/01/2022	L-KAHLA Nora 17/01/2022	L-GYDE Esther 16/02/2022

**1. Vérifier l'identité du patient par des questions ouvertes**

- Demander : nom, prénom, date de naissance
- **Ne JAMAIS identifier les tubes AVANT le prélèvement**

**2. Respecter **IMPERATIVEMENT** l'ordre de prélèvement des tubes :**



**3. Vérifier le bon remplissage des tubes**

**4. Homogénéiser TOUS LES TUBES par plusieurs retournements lents**

**5. Identifier les tubes (étiquettes code-barre) immédiatement dès la fin du prélèvement**

**6. Conditionner les tubes en sachet, accompagnés du ou des bons de demandes, puis acheminer au laboratoire (page suivante)**

	Synthèse		Code : R11 GE SYN 1364
	<b>Bonnes pratiques de prélèvement et acheminement des échantillons biologiques</b>		Processus : Version n°02 Date d'application : 16/02/2022 Page 2 sur 2
Rédaction	Vérification	Validation	Approbation
L-SALVUCCI Marina 05/01/2022	L-JEAN Isabelle 10/01/2022	L-KAHLA Nora 17/01/2022	L-GYDE Esther 16/02/2022

## Transférer l'échantillon dans le sachet adapté



Sachet blanc : Prélèvements non urgents hors microbiologie



Sachet violet : Prélèvements urgents



Sachet jaune : Prélèvements non urgents de microbiologie

Conditions d'acheminement au niveau de la rubrique « Acheminement » de chaque analyse

### Bâtiment Sully

- Acheminement via les **valisettes** aux heures ouvrables : *prélèvements des services*
- Acheminement par du **personnel** si dépôt urgent
  - **aux heures ouvrables** :
    - SAU, réanimation et urgence de tous les services **sans prévenir sauf si gaz du sang**
    - **urgences vitales** : **prévenir** en utilisant le téléphone du guichet (poste 4123) et signer le registre
  - **en période de permanence de soins** : **prévenir** par appel au 4123



### Sites excentrés

Transfert des sachets dans les boîtes bleues qui seront ramassées par les chauffeurs



### Réception du laboratoire

Contacter la personne chargée de vous accueillir en utilisant le téléphone du guichet : poste 4123

